



HEALTHCARE
Components Group

Subassemblies





- Tubo de Inserção com Conector Proximal
 - Seção Flexível
 - Ponteira & Lentes Objetivas
- Fibra de Imagem & Lentes de Campo
 - Fibra de Luz
 - Canal de Biópsia
- Conduítes & Cabos de Angulação
 - Borracha da Ponta
- Todos conectores & Orings necessários

Construindo um subassembly desde o início:

- 8-12 horas de montagem total.
- 3 horas de secagem e acabamento.
- 2-3 dias de inspeção em pequeno diâmetro.

Usando um subassembly HCG:

- 2 - 3 horas para instalar os componentes ao corpo do aparelho.
- 30 minutos para montar a máscara de imagem.
- 30 minutos para instalar a borracha da ponta.
- Montagem de 2-3 endoscópios em um único dia.

Tempo de manutenção mais rápido = maior satisfação do cliente!

Envio

- Não é necessário buscar peças com múltiplos vendedores.

Estoque

- Peça e use o conjunto no dia que chegar para manter seu custo de estocagem baixo.

Mão de obra

- Menos horas total para completar cada reparo a um custo técnico menor
- Não requer mão de obra para recuperar e salvar componentes
- Risco de danificar componentes e perder tempo de mão de obra drasticamente reduzido por eliminar a parte mais tecnicamente difícil da manutenção.

Custos menores = maior rendimento com cada manutenção!

Apenas componentes novos são utilizados em todos HCG subassemblies.

Nós produzimos as seções flexíveis compatíveis com Olympus e Storz, não disponíveis em qualquer outro competidor.



Disponíveis Agora

- 11278AU1
- Flex X2
- 11272C1
- 11272CU1
- LFGP
- URFP5
- URFP6
- URKP7
- Flex X2S High Resolution
- ENFP4
- 11278AU1
- 11101RP2
- CYF5
- ENFGP

HCG é certificada ISO 9001:2015



Qualidade consistente em todos os subassembles.



HEALTHCARE Components Group



**14062 Riverport Drive
Maryland Heights, MO, 63043**

+1-314-344-4441
healthcarecomponents.com